

名称	图示	直径 (mm)	长度 (mm)
中空接骨螺钉	全螺纹锁钉	2.4/2.7/3.0	8~100
		3.5~7.0	20~150
	部分螺纹锁钉	7.3	20~145
		2.4/2.7/3.0	8~100
	万向锁钉	3.5~7.0	10~150
		2.4/2.7	2~18
	填塞锁钉	3.5/4.5/5.0/7.0/7.3	2~18

名称	图示	直径 (mm)	长度 (mm)
光杆针	光杆	0.8~1.3	70~310
	光杆球头	1.4~3.0	150~310
	可折断带孔		
螺纹针	螺纹	2.0/2.2/2.4/2.6/2.8/3.0	150~310
	螺纹球头		
	可折断		
	可折断带孔		

名称	图示	直径 (mm)	长度 (mm)	名称	图示	直径 (mm)
线缆	7×7	1.0/1.3/1.5/1.7/2.0	160~1200	锁紧扣	枕型锁紧	1.0/1.3/1.5/1.7/2.0
	7×19				枕型双孔	
					顶紧式	
					弯头顶紧式	

CANSUN 康盛医疗



CE 0123

www.cansun.cn
康盛医疗版权所有，并保留更改的权利。

山东康盛医疗器械有限公司

地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园南留街9号

邮编：271000

电话：0538-8161826

传真：0538-8168500

以上图片信息仅供参考，详细信息以实物为准
如需订货，请按照康盛公司产品订单模板为主。

S/M-20221021

对本手册包含的内容，山东康盛医疗器械有限公司拥有最终解释权，更多详细资料敬请垂询；本公司工程技术人员将竭诚为您服务，因产品不断创新，请以实物或说明书为准；如有变更，届时恕不另行通知。



微创锁定
中空接骨螺钉
金属骨针
金属缆索

CANSUN

www.cansun.cn

Trauma 康盛医疗
创伤系列

微创锁定中空接骨螺钉

适应症

- ◆ 单独或配合锁定钢板使用，治疗各种类型骨折

提供全螺纹、半螺纹、双皮质螺纹螺钉
适用于各种类型骨折

钉头自攻、自钻设计，植入便捷



空心设计，精确制导
有效降低钢板应力遮挡，减少断钉、断板风险


进口钛合金材质，强度大、形变小

金属骨针

尾端多种接口设计
适用于各种连接方式

可折断设计
操作便利

圆孔设计易于通过
减少组织激惹



适应症

- ◆ 手、足及四肢等部位固定
- ◆ 配合线缆或钢丝进行骨折张力带固定
- ◆ 可用于骨牵引，对骨折早期固定治疗
- ◆ 各种骨科手术术区定位


- ▶ 进口钛合金材质，强度大、形变小
- ▶ 头部多种刃口设计，适用于不同骨质
- ▶ 螺纹与非螺纹，自钻与自攻设计，提供多样选择

金属缆索系统

多种锁扣满足不同需求，操作简便，锁定牢固





编制成股，耐疲劳强，抗拉强度高



7×7 进口超强线缆

7×19 进口超强线缆



适应症

- ◆ 邻近髌、膝、肩、肘等关节部位骨折固定
- ◆ 配合钢板、螺钉使用
- ◆ 植骨块的固定
- ◆ 假体周围骨折协同固定使用
- ◆ 脊柱钉棒翻修等配合使用